

## 1540145 - CryoPen O - (3 applicateurs inclus) - 1 pc



### Déscription

Le CryPen O émet un fin jet de gaz sous haute pression permettant d'effectuer des traitements au millimètre près. Dermatologues, médecins généralistes, spécialistes ORL, pédiatres, gynécologues et urologues peuvent utiliser le CryoPen pour le traitement des verrues, kératose, molluscum, contagioscum, condylome. Aucune préparation spéciale n'est requise, le traitement prend 2 à 25 secondes. Pour les grandes surfaces de la surface de la peau, un mouvement circulaire ou entrecroisé est nécessaire.

## Spécifications

<b>Marque</b>	H&O Equipments
<b>sku</b>	1540145
<b>Applicateurs inclus</b>	Blanc/rouge (2 - 6 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm) Vert/rouge (4 - 8 mm)
<b>Catégorie cryothérapie</b>	Cryopen
<b>Convient pour</b>	Cartouches 8g N2O Cartouches 16g N2O
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Traitement cryothérapie</b>	Petites lésions superficielles
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Utilisateurs</b>	Dermatologues Généralistes Podologues Pédiatres
<b>Utilisation</b>	Utilisation régulière