

1540145 - CryoPen O - (3 applicateurs inclus) - 1 pc



Déscription

Le CryPen O émet un fin jet de gaz sous haute pression permettant d'effectuer des traitements au millimètre près. Dermatologues, médecins généralistes, spécialistes ORL, pédiatres, gynécologues et urologues peuvent utiliser le CryoPen pour le traitement des verrues, kératose, molluscum, contagioscum, condylome. Aucune préparation spéciale n'est requise, le traitement prend 2 à 25 secondes. Pour les grandes surfaces de la surface de la peau, un mouvement circulaire ou entrecroisé est nécessaire.

Spécifications

Marque	H&O Equipments
Applicateurs inclus	Blanc/rouge (2 - 6 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm) Vert/rouge (4 - 8 mm)
Catégorie cryothérapie	Cryopen
Convient pour	Cartouches 8g N2O Cartouches 16g N2O
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Traitement cryothérapie	Petites lésions superficielles
Type d'emballage	Pièce
Utilisateurs	Dermatologues Généralistes Podologues Pédiatres
Utilisation	Utilisation régulière