

1600982 - CryoPen M - paquet - 2 applicateurs - 12x 8g cartouches N2O - 1 pc



Déscription

Le cryoPen M vous pouvez utiliser la cryothérapie pour traiter les verrues, la kératose, les hémangiomes ou les molluscum. Le stylo libère un fin jet de gaz sous haute pression, vous permettant de travailler avec une grande précision. Il peut être utilisé dans les cabinets des ophtalmologistes, des dermatologues, des pédiatres et aussi des vétérinaires. Aucune préparation particulière n'est nécessaire, le cryopen est utilisé sur chaque point pendant 2 à 25 secondes. En cas d'imperfections cutanées plus importantes, un mouvement circulaire ou croisé est nécessaire pour traiter tous les tissus.

Spécifications

Cartouches incluses	12x 8g cartouches N2O
Applicateurs inclus	Blanc/rouge (2 - 6 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm)
Catégorie cryothérapie	Cryopen
Convient pour	Cartouches 8g N2O
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Utilisateurs	Dermatologues Esthétique Médicale Généralistes Instituts de beauté Pédiatres
Utilisation	Utilisation moins fréquente