

## 1013009 - Thermomètre rectale-orale - bleu - 1 pc



### Déscription

Le thermomètre rectale-orale durable Terumo est fabriqué en plastique résistant aux rayures et mesure la température corporelle à 0,1°. La durée de vie de la batterie est d'environ 3 ans à une fréquence d'utilisation de 3 à 4 fois par jour, avec environ 10 000 mesures et une plage de mesure de 23° à 42°. De plus, le thermomètre est étanche et peut donc être facilement désinfecté, y compris le capteur, l'affichage et la batterie. Le thermomètre a une fonction marche/arrêt automatique, lorsque le thermomètre est rangé dans le couvercle assorti, il s'éteint automatiquement. Cela garantit une longue durée de vie.

#### Mode prédictif

La température corporelle est calculée dans les 30 secondes (axillaires et orales).

#### Mode direct

La température est mesurée ( axillaire : 5 min // orale : 10 min

## Spécifications

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Marque</b>                       | Terumo                              |
| <b>SKU leverancier</b>              | ET*C405S                            |
| <b>Digital</b>                      | Oui                                 |
| <b>Infrarouge</b>                   | Non                                 |
| <b>Alarme fièvre</b>                | Oui                                 |
| <b>Non contact</b>                  | Non                                 |
| <b>Embout souple</b>                | Non                                 |
| <b>Indicateur de piles faibles</b>  | Non                                 |
| <b>Fonction d'arrêt automatique</b> | Oui                                 |
| <b>Réglementation Européenne</b>    | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb        |
| <b>Type d'emballage</b>             | Pièce                               |
| <b>Type de thermomètre</b>          | Thermomètre oral Thermomètre rectal |
| <b>Vitesse de mesure</b>            | 30 sec                              |