

## 1014664 - Porte abaisse-langue pour abaisse-langues en bois - 3,5V - halogène - 1 pc



### Déscription

Les abaisse-langue sont conçues pour être utilisées pour maintenir facilement la langue vers le bas. Pensez à une situation où il est nécessaire de regarder à l'arrière de la gorge d'un patient. En rangeant les abaisse-langue dans un porte abaisse-langue, ils peuvent être utilisés rapidement et efficacement, ce qui permet à la procédure de se dérouler rapidement et sans interruptions inutiles.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>Compatible avec</b>	Toutes les sources d'alimentation Heine 3,5 V
<b>Fourni sans abaisse-langue</b>	Livré sans abaisse-langue
<b>Inclus dans le produit</b>	Ampoule Heine X-002.88.049 - 3,5V
<b>Categorie - portes spatules</b>	Porte abaisse-langue
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de spatule</b>	Spatules en bois
<b>Voltage</b>	3,5 V