

1539050 - Tips jetables pour Braun ThermoScan Pro 6000



Déscription

Les capuchons de lentilles pour le thermomètre auriculaire ThermoScan Pro 6000 de Braun garantissent une mesure de température hygiénique maximale sur chaque patient. Après un usage unique, les capuchons de protection peuvent simplement être jetés. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer et de désinfecter l'extrémité du thermomètre. L'utilisation des capsules hygiéniques permet de gagner du temps et de réduire le risque de contamination croisée. Les capuchons de protection de la sonde de mesure peuvent être remplacés rapidement et facilement.

Avantages

- Spécialement conçu pour la technologie avancée du ThermoScan Pro avec embout préchauffé
- Ces bouchons spéciaux permettent une mesure sans erreur
- Capuchons de protection hygiéniques
- Évite la contamination croisée
- Convient au thermomètre auriculaire Braun ThermoScan Pro 6000 de Welch Allyn
- Remplaçable après chaque utilisation
- Aucun nettoyage ou désinfection requis

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1539050
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce