

## 1549251 - Severo rondelles - 20 x 105 pcs



### Déscription

Un rondel est nécessaire pour l'utilisation du broyeur de électrique Severo 3.0.

Utilisation: Placez le médicament dans le gobelet spécial SeveroCup, placez un rondel sur le dessus du gobelet. Placez-la dans le broyeur, fermez la trappe et en un instant le médicament est transformé en poudre.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Severo
<b>Composition</b>	Plastique
<b>Type d'emballage</b>	Carton