

## 1014962 - Uro-tainer suby g - 100 ml - 1 x 10 pcs



### Déscription

Fluide légèrement hypotonique et moins irritant grâce à l'ajout de magnésium. Ce fluide est destiné à empêcher la cristallisation des phosphates et à dissoudre les calcifications existantes dans les cathéters permanents.

- 2 à 3 fois par semaine, selon l'importance du problème, sauf prescription contraire du médecin.
- Le liquide doit rester dans la vessie pendant 1 x 5 minutes (Suby G).

### Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acid citrique 3,23%
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Contenu</b>	100 ml
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Sex</b>	Unisex
<b>Type d'emballage</b>	Boîte