

1014962 - Uro-tainer suby g - 100 ml - 1 x 10 pcs



Déscription

Fluide légèrement hypotonique et moins irritant grâce à l'ajout de magnésium. Ce fluide est destiné à empêcher la cristallisation des phosphates et à dissoudre les calcifications existantes dans les cathéters permanents.

- 2 à 3 fois par semaine, selon l'importance du problème, sauf prescription contraire du médecin.
- Le liquide doit rester dans la vessie pendant 1 x 5 minutes (Suby G).

Spécifications

Marque	Braun
Stérile	Oui
Composition	Acid citrique 3,23%
Normes	EN ISO 13485:2016
Contenu	100 ml
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte