

1541240 - BD™ PosiFlush™ SP pré-rempli avec 10 ml NaCl 0,9 % - 30 pcs



Déscription

Les seringues BD PosiFlush™ SP sont destinées à une utilisation immédiate pour maintenir la perméabilité des dispositifs d'accès vasculaire. L'étiquetage clair, une meilleure visibilité du contenu de la seringue réduisent les risques d'erreurs d'administration. De plus, l'utilisation de flacons et d'ampoules en verre devient superflue. La seringue est conçue pour éviter le risque d'endommagement du cathéter. Les seringues BD PosiFlush™ SP ne sont pas destinées à la reconstitution de produits secs, à la dilution de médicaments ou à une thérapie intraveineuse avec du chlorure de sodium.

Spécifications

Marque	BD
Sans latex	Oui
Composition	Solution saline: chlorure de sodium 0,9 %, récipient: polypropylène, bouchon: polypropylène et plastique, tige de piston: polypropylène, lubrifiant: huile de silicone
Normes	ISO 15223-1
Stérile	Oui
sku	1541240
Mécanisme de sécurité	Non
Contenu	10 ml
Couleur	Orange
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de stérilisation	Vapeur
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer lock