

## 1600984 - CryoPen X+ - 6 applicateurs - 6x 16g cartouches N2O - 1 pc



### Déscription

## CryoPen X+ – 6 Applicateurs & 6x16g Cartouches N2O

Le **CryoPen X+** est l'outil ultime pour les professionnels de santé souhaitant appliquer la cryothérapie avec précision et efficacité. Cet instrument puissant est conçu pour un usage intensif et offre un large éventail d'applications, soutenu par un ensemble complet de six applicateurs et des cartouches de N2O de 16g. Que vous soyez dermatologue, médecin généraliste ou gynécologue, le CryoPen X+ garantit des résultats exceptionnels sans gaspillage inutile de gaz.

### Pourquoi choisir le CryoPen X+ ?

Le CryoPen X+ est le modèle le plus polyvalent de la gamme. Avec une large sélection d'applicateurs et la possibilité d'utiliser des cartouches de 8g ou 16g, cet appareil est idéal pour traiter toutes les lésions cutanées bénignes. De plus, sa distribution économique de gaz assure une meilleure rentabilité à long terme.

- **Polyvalent** : Convient à divers domaines médicaux.
- **Précision** : Microscopiquement précis grâce à des applicateurs avancés.
- **Économique** : Faible consommation de gaz grâce à une distribution contrôlée.
- **Durable** : Construction robuste avec applicateurs autoclavables.

### Comment fonctionne le CryoPen X+ ?

Le CryoPen X+ utilise du protoxyde d'azote (N2O) pour congeler les lésions cutanées bénignes. Grâce à ses applicateurs précis, seule la zone ciblée est traitée, sans endommager les tissus environnants. L'appareil est facile à utiliser et ne nécessite aucune préparation particulière, ce qui permet des traitements rapides et efficaces.

## Caractéristiques uniques du CryoPen X+

- **Plusieurs applicateurs** : Six applicateurs pour diverses lésions (1-3mm, 2-6mm, 4-8mm, 7-20mm, et versions longues).
- **Double compatibilité** : Fonctionne avec des cartouches de 8g et 16g.
- **Conception efficace** : Gaspillage minimal de gaz grâce à un interrupteur marche/arrêt.
- **Ergonomique** : Conçu pour une utilisation prolongée sans fatigue.

## Questions fréquentes sur le CryoPen X+

### Qu'est-ce qu'un CryoPen ?

Le CryoPen est un appareil médical qui traite les lésions cutanées par cryothérapie. Il fonctionne en appliquant du protoxyde d'azote pour congeler les tissus indésirables.

### Comment fonctionne un CryoPen ?

Le CryoPen utilise un flux de gaz contrôlé pour traiter les lésions cutanées. Avec le modèle X+, vous pouvez travailler avec précision grâce à ses divers applicateurs, même sur des zones difficiles d'accès.

### La cryothérapie est-elle douloureuse ?

Les traitements avec le CryoPen X+ sont quasiment indolores. Grâce à sa précision, les tissus sains environnants restent intacts.

### Pour quelles affections puis-je utiliser le CryoPen ?

Le CryoPen est adapté aux lésions cutanées bénignes telles que les verrues, taches pigmentaires, kératoses et molluscum contagiosum.

### Puis-je traiter un grain de beauté avec le CryoPen ?

Les grains de beauté bénins peuvent être traités, mais toujours sous la supervision d'un professionnel de santé.

### Puis-je traiter une verrue avec le CryoPen ?

Oui, le CryoPen X+ est idéal pour enlever les verrues, y compris les verrues plantaires et génitales.

### Quelle est la différence entre le CryoPen X+ et le XP ?

Le CryoPen X+ offre une gamme plus étendue d'applicateurs et est adapté à une plus grande variété de lésions. Le modèle XP est davantage axé sur la précision microscopique avec moins de variété d'applicateurs.

## Avantages du CryoPen X+

- **Traitement rapide** : Chaque traitement dure seulement 2 à 25 secondes.
- **Pas de soins post-traitement** : Aucun suivi particulier n'est généralement nécessaire après le traitement.
- **Polyvalence** : Convient à la dermatologie, la médecine générale et plus encore.
- **Utilisation durable** : Seules les cartouches doivent être remplacées.

## Spécifications

<b>Marque</b>	H&O Equipments
<b>sku</b>	1600984
<b>Cartouches incluses</b>	6x 16g cartouches N2O
<b>Applicateurs inclus</b>	Blanc/rouge (2 - 6 mm) Blanc/rouge (2 - 6 mm) - Applicateur de 60 mm de long Bleu/rouge (1 - 3 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm) - Applicateur de 60 mm de long Jaune/rouge (7 - 20 mm) Vert/rouge (4 - 8 mm)
<b>Catégorie cryothérapie</b>	Cryopen
<b>Convient pour</b>	Cartouches 16g N2O
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Utilisateurs</b>	Dentistes Dermatologues Esthétique Médicale Gynécologues Généralistes Instituts de beauté Ophtalmologistes Podologues Pédiatres Vétérinaires
<b>Utilisation</b>	Utilisation intensive et variée