

## 1601407 - Medifeet® 48 coussin - visco + housse en PU - 1 set



### Déscription

La prévalence des escarres sur les talons après une opération de la hanche peut être évitée. Jusqu'à présent, les gens plaçaient un triangle ou un coussin entre les jambes. Cela rendait les pieds très vulnérables aux escarres et à la formation de pieds pointus.

Medifeet® 48 fonctionne comme un coussin d'abduction pendant les 48 premières heures suivant l'opération de la hanche.

Pendant la journée, le patient est allongé sur la partie inférieure avec un soutien des jambes, les talons sont libres. La nuit, la partie supérieure peut être placée en arrière afin que le médecin, l'infirmière et le patient soient rassurés sur le fait qu'aucun mouvement erroné ne peut être effectué et provoquer une luxation.

- Les jambes sont écartées et ne peuvent pas se croiser
- Les pieds ne peuvent pas basculer vers l'extérieur
- Les pieds pointus sont évités
- Les talons flottent, ce qui évite les escarres.
- Pas de pression de la literie
- La partie supérieure peut être enlevée
- La taie est composée en PU et est bi-élastique, respirante, ignifuge et hydrofuge

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Composition</b>	Visco foam, taie en PU
<b>Matériel</b>	PU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce