

1544026 - Ceinture taille - pelvic et épaule pour chaise - 1 pc



Déscription

Ce modèle se fixe au dossier du fauteuil avec 2 boucles. Elle maintient le buste du patient bien droit et empêche son basculement vers l'avant. Nous recommandons l'utilisation de ce harnais avec un coussin oblique à plot RCV07300 afin d'éviter que le patient glisse vers l'avant et s'étrangle.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFC26400
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544026
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Clip
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au fauteuil/chaise