

1543935 - Coussin Comfort - H 9 cm x L 50 cm x L 38 cm - 1 pc



Déscription

Caractérisé par sa faible inclinaison, le coussin Comfort peut être associé à l'usage du relèvement buste et donc utilisé en position semi-assise. Positionné en dessous des cuisses, il évite alors au patient de glisser vers le pied du lit. En même temps, il permet de bien caler l'abdomen contre le relèvement buste, mieux répartir les points d'appui et alléger les pressions exercées par le buste. Utilisé en décubitus dorsal, le coussin Comfort sera placé sous les genoux ; rehaussant ainsi légèrement les cuisses, il soulagera la pression exercée sur les jambes. A usages multiples, on peut s'en servir pour positionner et soutenir d'autres parties du corps. Nettoyage en surface.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 50 cm, H 9 cm, L 38 cm
SKU leverancier	RCM14000
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce