

1107242 - CryoPen M - (2 applicatoren inbegrepen) - 1 st



Beschrijving

Met de cryoPen M kan men cryotherapie gebruiken voor het behandelen van wratten, keratose, hemangiomen of molluscum. De pen geeft onder een hoge druk een fijne straal gas af waardoor je zeer nauwkeurig kan werken. Het kan gebruikt worden in praktijken bij oogartsen, huidartsen, kinderartsen en ook dierenartsen. Er is geen speciale voorbereiding nodig, de cryopen wordt gebruikt op elke plek gedurende 2 tot 25 seconden. In geval van grotere huidoneffenheden is een cirkelvormige of kruisende beweging nodig om alle weefsels te behandelen.

Specificaties

Merk	H&O Equipments
Applicatoren inbegrepen	Blauw/rood (1 - 3 mm) Wit/rood (2 - 6 mm)
Categorie cryotherapie	Cryopen
Compatibel met	8g N2O patronen
Cryotherapiebehandeling	Kleine oppervlakkige laesies
Gebruik	Minder frequent gebruik
Gebruikers	Dermatologen Huisartsen Kindergeneeskunde Medische Esthetiek Schoonheidsspecialisten
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk