

## 1603629 - Kaltostat® verband - Calcium-natriumalginaat - 15 x 25 cm - steriel - 1 x 10 st



### Beschrijving

Kaltostat® calcium-natrium alginaat wondverband heeft een reinigend en absorberend vermogen bij wonden met dik debris en een bloedstelpende werking bij bloedende wonden. Bovendien werkt het Kaltostat® verband bloedstelpend bij licht bloedende wonden en kan het worden toegepast bij donorsites. Het kaltostaat absorbeert, zorgt voor een vochtig wondmilieu en bevordert de reiniging van de wond. Kaltostat® kan maximaal 7 dagen in situ blijven. (naarmate de genezing vordert zal de frequentie van de verbandwisselingen afnemen)

### Voordelen

- Ulcus cruris, decubitus en diabetische ulcera
- Acute wonden zoals donorsites
- Oncologische wonden
- Derdegraads brandwonden, als chirurgische spons en bij hevig bloedende wonden

*Dit verband wordt niet geadviseerd aan patiënten die bekend zijn met een overgevoeligheid voor calcium-natrium alginaat: Aangezien de werking van het verband berust op interactie met het wondexsudaat zal de toepassing van dit verband weinig zinvol zijn bij droge necrotische wonden.*

## Specificaties

<b>Merk</b>	convatec
<b>Samenstelling</b>	Calcium-natriumalginaatvezel
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1603629
<b>Maat</b>	15 x 25 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Radiatie
<b>Verpakking</b>	1 x 10 st
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos