

## 1601407 - Medifeet® 48 kussen - visco foam + PU cover - 1 set



### Beschrijving

De prevalentie van doorligwonden aan de hielen na een heupoperatie kan vermeden worden. Tot nu toe legde men een driehoek of spreidkussen tussen de benen. De voeten liggen zo heel kwetsbaar voor doorligwonden en spitsvoetvorming.

**Fico** Medifeet® 48 functioneert als abductie kussen tijdens de eerste 48 uur na een heupoperatie.

Overdag ligt de patiënt op het bodemdeel met ondersteuning van de benen, de hielen liggen vrij. 's Nachts kan het bovendeele terug geplaatst worden zodat dokter, verpleging en patiënt gerust zijn dat er geen verkeerde beweging kan gemaakt worden die luxatie veroorzaakt.

- De benen liggen gespreid en kunnen niet kruisen
- De voeten kunnen niet kantelen naar buiten toe
- Spitsvoetvorming wordt voorkomen
- Hielen zweven, voorkomt doorligwonden
- geen druk van het beddengoed
- Het bovendeele kan worden afgenomen
- Cover is vervaardigd uit PU materiaal en is bi-elastisch, ademend, brandvertragend en waterafstotend

## Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Samenstelling</b>	Visco foam, PU cover
<b>sku</b>	1601407
<b>Materiaal</b>	PU
<b>Type verpakking</b>	Stuk