

1600983 - CryoPen O+ - startpakket - 4 applicatoren - 6 x 16g N2O patronen - 1 st



Beschrijving

De CryoPen O geeft onder een hoge druk een fijne straal gas af waarmee men tot op de millimeter behandelingen kan uitvoeren. Dermatologen, huisartsen, KNO-artsen, kinderartsen, gynaecologen en urologen kunnen de CryoPen gebruiken voor de behandeling van wratten, keratose, molluscum, contagiosum, condyloma. Er is geen speciale voorbereiding nodig, de behandeling duurt 2-25 seconden. Voor grotere delen van de huidoppervlakte is een cirkelvormige of kruisende beweging nodig.

Specificaties

Patronen inbegrepen	6x 16g N2O patronen
Applicatoren inbegrepen	Blauw/rood (1 - 3 mm) Geel/rood (7 - 20 mm) Groen/rood (4 - 8 mm) Wit/rood (2 - 6 mm)
Categorie cryotherapie	Cryopen
Compatibel met	8g N2O patronen 16g N2O patronen
Gebruik	Regelmatig gebruik
Gebruikers	Dermatologen Huisartsen Kindergeneeskunde Podologen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk