

1401001 Mölnlycke Z-Flo Fluidized Positioner, Adult

Productgegevens

Afmetingen :	28 x 56 cm / 11 x 22 in
Beschrijvend kenmerk :	Beaded Positioner
Kleur :	Beige
Steriel :	Niet-steriel
Brand :	Mölnlycke

Afbeeldingen



Geleverde artikelen

1401001-01

Verkoop vrijgegeven in: Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Portugal, Saudi-Arabië, Singapore, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zweden

Land van oorsprong: Verenigde Staten

Sterilisatiemethode: Niet-steriel

Productie verantwoordelijkheid: Mölnlycke Health Care, 3902 Hanna Circle, Indianapolis, IN 46241, USA

Is geschikt voor tray: Nee

Verpakkingsniveau	Hoeveelheid	GTIN Code	UDI-DI	BxLxH	Vol	Gewicht bruto/netto
Consumentenverpakking	1	7323190180189	7323190180189			

Ontdek meer op www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Zweden. Telefoon +46 31 722 30 00.
De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke, zijn wereldwijd geregistreerd bij een of meerdere bedrijven van de Mölnlycke Health Care-groep.

©2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.



Verpakkingsniveau	Hoeveelheid	GTIN Code	UDI-DI	BxLxH	Vol	Gewicht bruto/netto
Transportdoos	1	7323190171590	7323190171590	292x495x146 mm	21.1	2.3 / 1.8 kg dm3
Pallet	63	7323190171583		800x1200x1727 mm		

1401001-02

Verkoop vrijgegeven in: Australië, Bahrein, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Hongkong, Italië, Mauritius, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal, Qatar, Singapore, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland

Land van oorsprong: Verenigde Staten

Sterilisatiemethode: Niet-steriel

Productie verantwoordelijkheid: Mölnlycke Health Care, 3902 Hanna Circle, Indianapolis, IN 46241, USA

Is geschikt voor tray: Nee

Verpakkingsniveau	Hoeveelheid	GTIN Code	UDI-DI	BxLxH	Vol	Gewicht bruto/netto
Piece	1	7323190163366			21102.8	2270.0 g / - cm3
Consumentenverpakking	1	7323190209583	7323190209583			
Transportdoos	1	7323190208920	7323190208920	292x495x146 mm	21.1	2.3 / 1.8 kg dm3
Pallet	63	7323190210312		800x1200x1727 mm		

Materiaal

Dierlijk weefsel :	Nee
Derivaten van menselijk bloed :	Nee
Natuurlijk rubberlatex :	Nee
Geneeskrachtige stoffen :	Nee
Ftalaten :	Nee
Polyvinylchloride :	Nee

Technisch

Afmetingen

Afmetingen tekst	Afmetingen waarde
Product	28 cm x 56 cm

Ontdek meer op www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Zweden. Telefoon +46 31 722 30 00.
De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke, zijn wereldwijd geregistreerd bij een of meerdere bedrijven van de Mölnlycke Health Care-groep.

©2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.



Afmetingen tekst	Afmetingen waarde
Product	11 in x 22 in
Product	1420 gram

Toegepaste normen : Hieronder is een selectie vermeld van de belangrijkste normen waaraan voldaan wordt.

EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 15223-1

Verwijderbaar etiket

Nee

GMDN-code (wereldwijde nomenclatuur voor medische hulpmiddelen)

62292 Freestanding patient positioning mould, single-use

UNSPSC

42141705 Kussentjes of (hoofd)kussens voor decubituspreventie bij het positioneren van patiënten

Goederencode

9404219000 Kussentjes & Matrassen - plastic

CE Responsibility

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3c, Box 13080, SE-402 52 Goteborg Sweden

Basic UDIDI

7332430000000000000J8

Ontdek meer op www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Zweden. Telefoon +46 31 722 30 00.
De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke, zijn wereldwijd geregistreerd bij een of meerdere bedrijven van de Mölnlycke Health Care-groep.

©2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.