

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – VK Pad steril



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produktbeschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige, nicht wundhaftende Saugkompressen aus Vliesstoff mit PE-Film-Beschichtung, steril.

Ready for use, non-adherent absorbent pads with a PE-Net-Film, sterile, made of non-woven fabric, sterile.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden.

For external wound dressing of very secretory wounds.

#### Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – VK Pad, steril, einzeln verp., in Box / sterile, single packed, in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
Vlieskompreße/Absorbent pad	5 cm x 5 cm	100 x 1 Stk./pcs.	25246	4046153114924	10223451	40
Vlieskompreße/Absorbent pad	7,5 cm x 7,5 cm	100 x 1 Stk./pcs.	25247	4046153114948	10223468	24
Vlieskompreße/Absorbent pad	10 cm x 10 cm	100 x 1 Stk./pcs.	25248	4046153114962	10223474	18

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

Richtlinie 93/42/EWG

Directive 93/42/EEC

DIN EN 1644-1 / DIN EN 1644-2

DIN EN ISO 15223-1:2022

Klassifizierung nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG, Klasse Is

Classification as per appendix IX of the regulation 93/42/EEC, class Is

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 years

#### Sterilisationsmethode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

#### Material:

Material:

Polyester-Viskosegemisch

Polyester-viscose blend

#### Symbole:

Symbols:

