

# HALYARD\* PURPLE NITRILE\*

## POEDERVRIJE NIET-STERIELE EN STERIELE NITRIL ONDERZOEKSHANDSCHOENEN

In elke zorgsituatie is bescherming tegen blootstelling aan micro-organismen van vitaal belang – voor u en voor de patiënten die aan uw zorg zijn toevertrouwd. Handschoenen bieden de primaire bescherming die nodig is om te voorkomen dat u in contact komt met besmettelijke stoffen, zoals door bloed overgebrachte ziekteverwekkers. Tevens verminderen ze het risico van kruisbesmetting.

Ons complete assortiment omvat handschoenen voor eerstelijnsgezondheidszorg, gebitsverzorging, diagnostiekproeven, en dagelijkse patiëntenzorg.

De HALYARD\* PURPLE NITRILE\*-productlijn omvat een uitgebreid assortiment latexvrije niet-steriele en steriele onderzoekshandschoenen. De PURPLE NITRILE\* is geschikt voor gebruik bij allerlei niet-steriele medische toepassingen. De PURPLE NITRILE\*-XTRA met een 5,5 cm langere manchet geeft u extra bescherming bij situaties met een hoog risico, waarbij sprake kan zijn van blootstelling aan door het bloed overgebrachte ziekteverwekkers of infectieuze vloeistoffen. De PURPLE NITRILE\* Steriele Paren zijn uitstekend geschikt voor steriele, niet-chirurgische handelingen op afdelingen zoals gynaecologie/verloskunde, eerste hulp/trauma, intensive care/hartbewaking, bij wondverzorging en in brandwondencentra.



### FUNCTIONELE VOORDELEN

- Direct te onderscheiden van handschoenen van natuurlijk rubberlatex en andere synthetische handschoenen, dankzij de unieke paarse kleur.
- Getextureerde vingertoppen verbeteren de grip in natte en droge omstandigheden.
- Aangepast ontwerp verbetert het comfort en de pasvorm.
- Verkrijgbaar in twee lengten: 240 mm en 310 mm.
- Verkrijgbaar in steriele paren.

### KLINISCHE SPECIFICATIES

- Natuurlijk rubber, latexvrij – het primaire materiaal is acrylonitril butadien, waardoor het risico van allergische reacties op latexproteïnen (Type I) wordt voorkomen.
- PURPLE NITRILE\*-XTRA-materiaal is goedgekeurd voor gebruik met een groot aantal chemotherapiegeneesmiddelen en glutaraldehyde om de permeatie- en doorbraaktijd vast te stellen.<sup>1</sup>
- Poedervrij (conform ASTM D 6124), waardoor het risico van poedergelateerde complicaties, zoals irriterende contactdermatitis, geminimaliseerd wordt.

# PURPLE NITRILE\*

## Medische handschoenen

### KWALITEITSNORMEN

- Voldoet aan of overtreft AQL 1,5, in overeenstemming met de Europese Norm EN 455-1 en 455-2.
- CE-certificering als Medisch Hulpmiddel Klasse I (93/42/EEG).
- Biocompatibiliteit zoals getest in overeenstemming met ISO 10993 (1-2-5-10-12), incl. bij primaire huidirritatie, herhaalde sensibilisering en de Modified Draize-test bij 200 personen.
- Gesteriliseerd in overeenstemming met EN ISO 11137, Sterility Assurance Level (SAL) van 10<sup>-6</sup>.
- Vervaardigd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem EN ISO 13485.

### PRODUCTSPECIFICATIES

#### PURPLE NITRILE\*

METINGEN (MINIMAAL)	DIKTE (METING ENKELE DIKTE)	LENGTE
Middelvinger (15 mm vanaf de top)	0,15	240 mm/310 mm (gemeten van de top van de middelvinger tot de rand van de manchet)
Handpalm	0,12	
Manchet	0,09	

#### FYSIEKE EIGENSCHAPPEN (minimaal)

VÓÓR VEROUDERING		NA VEROUDERING	
Treksterkte	Maximale rekbaarheid	Treksterkte	Maximale rekbaarheid
>9 N (Median 13-15 N)	> 500 %	>6 N (Median 13-15 N)	> 450 %

Opmerking: Bovenstaande afmetingen en eigenschappen kunnen verschillen binnen vooraf gedefinieerde specificaties. Dit document is opgesteld aan de hand van de meest recente gegevens. In het kader van ons voortdurend streven naar verbetering kunnen de kenmerken van het product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### BESTELINFORMATIE

#### PURPLE NITRILE\*

Lengte: 240 mm

CODE	MAAT	HANDSCHOENEN/ DISPENSER	DISPENSERS/ OMDOOS
52000M	X-small	100	10
52001M	Small	100	10
52002M	Medium	100	10
52003M	Large	100	10
52004M	X-large	90	10

XTRA - Lengte: 310 mm

CODE	MAAT	HANDSCHOENEN/ DISPENSER	DISPENSERS/ OMDOOS
50600M	X-small	50	10
50601M	Small	50	10
50602M	Medium	50	10
50603M	Large	50	10
50604M	X-large	50	10

Steriele paren - Lengte: 240 mm

CODE	MAAT	PAREN/ DISPENSER	PAREN/ OMDOOS
52201M	Small	50	200
52202M	Medium	50	200
52203M	Large	50	200

Referenties: 1. De testresultaten zijn geregistreerd. Waarschuwing: Dit product mag niet gedragen worden door personen die allergisch zijn voor chemische toevoegingen.



KNOWLEDGE NETWORK\*  
Klinische voorlichting  
Deskundige klantenservice  
Professionele buitendienst  
Hulpmiddelen en best practices  
Klinisch onderzoek  
Streven naar perfectie

Neem voor meer informatie contact op met het Customer Care Team van Halyard:

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)  
Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)  
Tel: 0800 78 775 (gratis uit BELUX)  
Fax: 0800 78 774 (gratis uit BELUX)  
customerservice.bnl@hyh.com

