

# SILVERTEX

## SpineTechnics geeft de voorkeur aan

**Silvertex bekleding:**  
Silvertex is zacht en soepel, kunstleer met een metallische glans en de uitstraling van stof. Makkelijk schoon te maken met water en zeep, enorm sterk en uiterst slijfvaast.

## SpineTechnics opte pour la sellerie

**Silvertex :**  
Le Silvertex est un cuir artificiel doux et souple, offrant un éclat métallique et l'aspect véritable du cuir. Il est facile à nettoyer avec de l'eau et du savon, est très solide et extrêmement résistant.

## SpineTechnics prefers

**Silvertex upholstery:**  
Silvertex is soft and supple artificial leather with a metallic shine and the look of fabric. Easy to clean with soap and water, very strong and extremely hard-wearing.

## Eigenschappen Silvertex:

- 100% waterdicht
- Zeer sterk (300.000 toeren Martindale)
- UV-bestendig
- Bestand tegen lage temperaturen (-23°C)
- Antibacterieel
- Antischimmel
- Antivlekbehandeling
- Antistatisch
- Gemakkelijk schoon te maken
- Vlamvertragend
- Urinebestendig
- Bloedbestendig
- Oliebestendig
- Sulfide-bestendig
- 4 jaar garantie

## Propriétés du Silvertex :

- 100 % imperméable
- Très solide (300 000 tours Martindale)
- Résistant aux UV
- Résistant aux basses températures (-23° C)
- Antibactérien
- Antifongique
- Traitement antitaches
- Antistatique
- Facile à nettoyer
- Ignifuge
- Résistant à l'urine
- Résistant au sang
- Résistant à l'huile
- Résistant aux sulfures
- Garantie de 4 ans

## Silvertex properties:

- 100% waterproof
- Very strong (300,000 revolutions Martindale)
- UV resistant
- Resistant to low temperatures (-23°C)
- Antibacterial
- Antifungal
- Anti-stain treatment
- Antistatic
- Easy to clean
- Flame-retarding
- Urine-resistant
- Blood-resistant
- Oil-resistant
- Sulphide-resistant
- 4-year warranty

# FRAME



RAL 9003



RAL 9006



RAL 7016

## Beschikbare kleuren bekleding / Couleurs de sellerie disponibles / Available upholstery colours



N01



N02



N03



N04



N05



N06



N07

# STANDARD

## Beschikbare kleuren bekleding / Couleurs de sellerie disponibles / Available upholstery colours



S01



S02



S03



S04




S05




S06




S07



S08



S09



S10



S11



S12



S13



S14



S15



S16



S17



S18