

1574461 - Thermoshield C neutralisateur- 5 L - 1 pc



Déscription

Thermoshield C est un concentré liquide à base d'acide citrique destiné à être utilisé comme agent neutralisant dans le traitement automatisé des instruments après l'utilisation d'un produit alcalin. Le pH acide de la THERMOSHIELD C maintient les instruments et la machine exempts de dépôts inorganiques, notamment de calcaire.

Spécifications

Composition	Acide citron
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce