

## 1574461 - Thermoshield C neutralisateur- 5 L - 1 pc



### Déscription

Thermoshield C est un concentré liquide à base d'acide citrique destiné à être utilisé comme agent neutralisant dans le traitement automatisé des instruments après l'utilisation d'un produit alcalin. Le pH acide de la THERMOSHIELD C maintient les instruments et la machine exempts de dépôts inorganiques, notamment de calcaire.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Acide citron
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce