

1552664 - Manumed Bobath - modèle 510 hydraulique



Déscription

Destinée aux exercices de rééducation neurologique, la Manumed Bobath offre une grande et large surface de traitement de 100 à 120 cm. Les méthodes de mobilisation de Bobath et Vojta peuvent être appliquées dans les meilleures conditions grâce à une stabilité inégalée. Une table offrant au patient et au praticien un positionnement des plus confortables, en toute sécurité.

Caractéristiques

- 1-partie
- Réglage de la hauteur hydraulique
- Commande périphérique
- Roulettes escamotables (commande centrale)
- Dimensions (lxl): 200 x 100 cm
- Réglage de la hauteur: 44 - 97 cm
- Temps de montée: 18 sec.
- Capacité de montée 250 kg

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 100 cm, L 200 cm
Hauteur	44 - 97 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	250 kg
Temps de réglage de la hauteur	18 s
sku	1552664
Contrôle de hauteur standard	Commande phériférique
Fente nasale triangulaire	Pas de fente nasale
Nombre de parties	1-partie
Réglage de la hauteur	Hydraulique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce