

**1352365 - Table d'examen BasiX 3 Elite - hauteur variable
electrique - roues - élévateur de roues - revêtement Fresh -
Lavendel - 1 pc**



Déscription

La BasiX 3 est une table très polyvalente. En équipant la table d'une narine et d'un commutateur circconférentiel, la table est parfaitement adaptée à la physiothérapie. Si l'on choisit le Flex, la table est équipée de deux ressorts à gaz sous la section centrale, ce qui permet d'obtenir la position dite pliée. En outre, la position la plus haute de 115 cm permet à chacun de créer une surface de travail ergonomique.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Marque | Wesseling |
| Dimensions du produit | L 64 cm, L 200 cm |
| Roues incluses | Oui |
| Hauteur réglable | Oui |
| Hauteur | 45-115 cm |
| Capacité de levage | 225 kg |
| Temps de réglage de la hauteur | 40 s |
| sku | 1352365 |
| Contrôle de hauteur standard | Electrique commande au pied |
| Couleur | Lavendé |
| Nombre de parties | 3-parties |
| Réglage de la hauteur | Electrique |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |