

## 1571855 - Harnais - tête



### Déscription

Le harnais de tête Exxentric est un accessoire essentiel pour tous ceux qui cherchent à entretenir et à renforcer les muscles de leur cou. Vous pouvez l'attacher à la fois à la kBox et à la kPulley et entraîner vos muscles sous différents angles. Le harnais de tête ne pèse que 300 g et sa taille est réglable.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce