

1609442 - Urinal hommes - avec couvercle - gradué - 1000 ml - 1 pc



Déscription

Cet urinoir permet aux patients alités de bénéficier d'un confort optimal. L'urinoir est hermétiquement fermé et des graduations indiquent quand il est préférable de vider l'urinoir.

Spécifications

sku	1609442
Autoclavable	Oui
Composition	Polypropylène
Possibilité de vidange	Oui
Contenu	1000 ml
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Sex	Hommes
Type d'emballage	Pièce