

**1610008 - PERMA-HAND™ Silk fil de suture 3/0 - 16 mm - 75 cm -  
FW502 - 36 pcs**



## Déscription

PERMA-HAND™ SILK Suture est une suture chirurgicale stérile et non résorbable, composée d'une protéine organique appelée fibroïne.

### Avantages

- Multifilament
- Naturel

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	FW502
<b>Composition</b>	Fibroïne
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Résorbable</b>	Non
<b>Longueur du fil</b>	75 cm
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Longueur aiguille</b>	16 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>épaisseur du fil</b>	3/0