

1021690 - Fingerbob medium - 5 couleurs - 1 x 50 pcs



Déscription

Bandage pour les doigts permettant de fixer et de protéger les pansements primaires. Rapide et facile à appliquer, il s'adapte à tous les doigts (y compris ceux des enfants). Grâce à la composition de coton élastique et de viscose, le bandage ne se salit pas facilement et prévient les réactions allergiques.

Avantages

- Fixation sécurisée des pansements primaires
- prédecoupé
- Facile et rapide à appliquer
- Adaptable à toutes les tailles de doigts
- Couleurs (rouge, bleu, rose, orange, vert)

Spécifications

Marque	Braun
Stérile	Non
Composition	Coton élastique et viscose
Auto-adhésif	Non
Couleur	Multi couleur
Type d'emballage	Boîte