

## 1021690 - Fingerbob medium - 5 couleurs - 1 x 50 pcs



### Déscription

Bandage pour les doigts permettant de fixer et de protéger les pansements primaires. Rapide et facile à appliquer, il s'adapte à tous les doigts (y compris ceux des enfants). Grâce à la composition de coton élastique et de viscose, le bandage ne se salit pas facilement et prévient les réactions allergiques.

### Avantages

- Fixation sécurisée des pansements primaires
- prédecoupé
- Facile et rapide à appliquer
- Adaptable à toutes les tailles de doigts
- Couleurs (rouge, bleu, rose, orange, vert)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Stérile</b>	Non
<b>Composition</b>	Coton élastique et viscose
<b>Auto-adhésif</b>	Non
<b>Couleur</b>	Multi couleur
<b>Type d'emballage</b>	Boîte