

## 1003892 - Cotonet en rouleau - 12 cm x 20 m - non-stérile - 1 pc



### Déscription

Le cotonet en rouleau est composé en 100% de coton blanchi H2O2 (non-blanchi au chlore et exempt d'agents blanchissants). Le cotonet avec un épaisseur double a un haut capacité d'absorption, il est utilisé pour le couvrir et protéger les plaies sensibles.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Alan
<b>Composition</b>	100% coton
<b>Stérile</b>	Non
<b>sku</b>	1003892
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	12 cm x 20 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce