

1003892 - Cotonet en rouleau - 12 cm x 20 m - non-stérile - 1 pc



Déscription

Le cotonet en rouleau est composé en 100% de coton blanchi H202 (non-blanchi au chlore et exempt d'agents blanchissants). Le cotonet avec un épaisseur double a un haut capacité d'absorption, il est utilisé pour le couvrir et protéger les plaies sensibles.

Spécifications

Marque	Alan
Composition	100% coton
Stérile	Non
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	12 cm x 20 m
Type d'emballage	Pièce