

## 1552676 - Manumed Verticalisation - 2-parties - modèle 725 jambes séparées - électrique avec rail



### Déscription

Particulièrement conçue pour amener les patients de la position horizontale à la verticale entre 0 et 90°. La table idéale pour les pathologies neuro-motrices. Les enfants peuvent aussi être verticalisés en toute sécurité. La table de verticalisation existe en 1 partie ou 2 parties.

- Verticalisation de 0 à 90°
- Compatible pour enfants
- Verticalisation réglable électriquement
- Grandes roues pour un déplacement sécurisé

## Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>Dimensions du produit</b>	L 67 cm, L 202 cm
<b>Hauteur</b>	55 - 106 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Capacité de levage</b>	175 kg
<b>Accoudoirs</b>	Qui
<b>Contrôle de hauteur standard</b>	Electrique commande au pied
<b>Fente nasale triangulaire</b>	Fente nasale allongée
<b>Nombre de parties</b>	2-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce