

1552676 - Manumed Verticalisation - 2-parties - modèle 725 jambes séparées - électrique avec rail



Déscription

Particulièrement conçue pour amener les patients de la position horizontale à la verticale entre 0 et 90°. La table idéale pour les pathologies neuro-motrices. Les enfants peuvent aussi être verticalisés en toute sécurité. La table de verticalisation existe en 1 partie ou 2 parties.

- Verticalisation de 0 à 90°
- Compatible pour enfants
- Verticalisation réglable électriquement
- Grandes roues pour un déplacement sécurisé

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 67 cm, L 202 cm
Hauteur	55 - 106 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	175 kg
sku	1552676
Accoudoirs	Qui
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande au pied
Fente nasale triangulaire	Fente nasale allongée
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce