

1561556 - Fabian HFO CLASSIC



Déscription

Le Fabian™ HFO a été conçu dès le départ comme un ventilateur néonatal dédié pour répondre aux besoins spécifiques des patients les plus petits et les plus vulnérables, jusqu'à 300g et 2cc de volume courant. De la VNI, à la ventilation conventionnelle, en passant par la VFO, le fabian offre une flexibilité inégalée pour traiter tout patient néonatal, partout dans l'hôpital. Le fabian HFO peut également être équipé d'algorithmes intelligents pour aider à optimiser les soins aux patients, tels que : Technique oscillatoire forcée (FOT), garantie de volume, et PRICO (boucle fermée).

Caractéristiques et avantages :

- Moins de jeux de tubes
- Modularité
- Facilité d'utilisation
- Conçu pour la mobilité

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Vyaire |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |