

1002638 - Pansement mousse 3M™ Tegaderm™ - 10 x 10 cm - 10 pcs



Déscription

Le pansement en mousse non adhérent 3M™ Tegaderm™ est un pansement primaire conçu pour s'adapter aux environnements changeants de la plaie grâce à sa construction unique à quatre couches. Les pansements en mousse non adhérents conviennent aux plaies faiblement à fortement exsudatives. La technologie de couche innovante absorbe et évapore l'humidité pour créer un environnement optimal pour la cicatrisation des plaies. Évacue rapidement l'exsudat et maintient un noyau hautement absorbant, empêche la pénétration des fluides et est facile à appliquer.

Spécifications

Marque	3M™
Sans latex	Oui
Composition	Mousse
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Taille	10 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte