

1543551 - Balance mécanique MS50 blanc - 135 kg - 1 pc



Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Code CNK	CNK 2597-110
Calibré	Non
Poids max.	135 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes mécaniques