

1575191 - Tube à perfusion courbe Mobilyzer réglable en hauteur avec 3 crochets circulaires



Déscription

Accessoire pour la perche à perfusion Mobilyzer. Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et sa base spécifiques. Grâce à la base à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facile à régler en hauteur pour que les enfants puissent également utiliser le Mobilyzer.

Spécifications

Marque	TechniCare
Normes	EN 1985 EN 12182
sku	1575191
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce