

## 1560279 - NĚO System



### Déscription

NĚo est la solution la plus facile à utiliser pour la surveillance aEEG et EEG des patients les plus petits et les plus vulnérables. NĚo simplifie le flux de travail, depuis l'application des électrodes, l'annotation des événements, l'évaluation de l'aEEG jusqu'à l'exportation des données. Il s'intĚgre de manière optimale dans la routine dĚj chargĚe de l'USIN et permet de surveiller à la fois l'aEEG et l'EEG de tous les bĚbĚs pathologiques à terme et prĚmaturĚs. Avec un maximum de 8 canaux, nĚo peut enregistrer des donnĚes riches en arriĚre-plan pour les neurologues pĚdiatriques, tandis que 2 canaux affichent l'aEEG pour la surveillance de routine. Cela permet aux experts de consulter des informations prĚcieuses au moment oĹ ils en ont besoin, sans avoir à attendre des enregistrements supplĚmentaires pendant les phases critiques.

### SpĚcifications

<b>Marque</b>	Ant Neuro
<b>RĚglementation EuropĚenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	PiĚce