

1560279 - NĚO System



Déscription

NĚo est la solution la plus facile à utiliser pour la surveillance aEEG et EEG des patients les plus petits et les plus vulnérables. NĚo simplifie le flux de travail, depuis l'application des électrodes, l'annotation des événements, l'évaluation de l'aEEG jusqu'à l'exportation des données. Il s'intègre de manière optimale dans la routine déjà chargée de l'USIN et permet de surveiller à la fois l'aEEG et l'EEG de tous les bébés pathologiques à terme et prématurés. Avec un maximum de 8 canaux, nĚo peut enregistrer des données riches en arrière-plan pour les neurologues pédiatriques, tandis que 2 canaux affichent l'aEEG pour la surveillance de routine. Cela permet aux experts de consulter des informations précieuses au moment où ils en ont besoin, sans avoir à attendre des enregistrements supplémentaires pendant les phases critiques.

Spécifications

Marque	Ant Neuro
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce