

1012104 - Spéculums jetables B-000.11.242 pour otoscope Heine diagnostic - 2,5 mm - 1 x 1000 pcs



Déscription

A usage unique. Pour un ajustement plus sûr, une meilleure transmission de la lumière et une meilleure hygiène. Qualité garantie. Pas d'arêtes vives. Convient aux otoscopes BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O. et mini 3000.

Spécifications

Marque	Heine
Compatible avec	Otoscope Heine BETA 100; Otoscope Heine K100
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	2,5 mm
Type d'emballage	Boîte
type de spéculum	Spéculums jetables