

## 1543672 - Gobelet 2 couvercles 4/12 mm - rouge - 250 ml - 1 pc



### Déscription

Un gobelet léger et robuste en polypropylène avec 1 anse et 2 couvercles pour aider les personnes ayant des difficultés à avaler et à boire.

### Spécifications

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Composition</b>               | Polypropylène              |
| <b>Anse</b>                      | Non                        |
| <b>Coupe isolante</b>            | Non                        |
| <b>Indication d'échelle</b>      | Non                        |
| <b>Couverture</b>                | Oui                        |
| <b>Contenu</b>                   | 250 ml                     |
| <b>Couleur</b>                   | Rouge                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                      |