

1618314 - Tabouret TR03 - repose pieds - roues - 64 - 89 cm - sellerie Silvertex - anthracite



Déscription

Le Tabouret TR 03 est la combinaison parfaite de confort et de fonctionnalité. Ce tabouret élégant, doté d'une assise ergonomique en forme de selle, assure une posture optimale, idéale pour de longues périodes assises. L'assise est confortablement rembourrée et la hauteur se règle facilement grâce au vérin à gaz intégré, vous permettant ainsi de toujours trouver la bonne hauteur de travail.

Le robuste piètement en aluminium du TR 03 garantit une grande stabilité, tandis que vous avez le choix entre des roulettes pour une meilleure mobilité.

Le TR 03 garantit une grande stabilité grâce à son piètement en aluminium robuste et est équipé d'un repose-pieds pratique qui offre un confort supplémentaire lors de l'assise. Que vous passiez de longues heures sur le tabouret ou que vous l'utilisiez rapidement, le repose-pieds assure une posture détendue et ergonomique.

Attention : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
Roues	Oui
Anneau de pied	Oui
Dossier	Non
Diamètre du siège	35 cm
Nombre de roues	5
sku	1618314
Couleur	N07-anthracite
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	64 - 89 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond