

## 1559303 - Texa® compresses de gaze - non-stériles - 5 x 5 cm - 10 x 100 pcs



### Déscription

Les compresses de gaze Texa® sont des pansements de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Composition</b>	100% coton - tissé à 17 fils
<b>Stérile</b>	Non
<b>sku</b>	1559303
<b>Couches</b>	8 couches
<b>Emballer</b>	10 x 100 pcs
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	5 x 5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Carton