

1008950 - Microlife thermomètre "hopital" - 1 pc



Déscription

Le MT 50 **Microlife** permet aux personnes de prendre leur propre température corporelle à domicile. Cet appareil affiche les résultats en 60 secondes et contient une solution sans mercure pour la mesure de la température. Le thermomètre n'a pas d'embout métallique et est étanche. Le MT 50 effectue un auto-test automatique et s'éteint automatiquement. Il indique quand la batterie est faible et possède une mémoire intégrée.

Spécifications

Marque	Microlife
Digital	Oui
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Non
Non contact	Non
Embout souple	Non
Taxe Bepat	0.06 EUR
Indicateur de piles faibles	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Normes	EN ISO 13485:2016
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
Vitesse de mesure	60 sec