

1018990 - Lames de bistouri nr 15 - non-stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

La lame n° 15, avec son petit bord coupant incurvé, La n° 15 est compatible avec les manches 3, 3L, 3 gradué, 5B, 7, 9, B3 et B3L.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Stérile	Non
Composition	Acier inoxydable
sku	1018990
Normes	ISO 13485:2016
Numéro du bistouri	15
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte