

1572383 - Capuchon pour seringues d'Enfit - 50 paquets de 8 pcs



Déscription

Les seringues Enfit peuvent être fermés à l'aide des capuchons d'étanchéité jusqu'à leur utilisation. Elles peuvent être raccordées aux seringues Enfit - et Enfit à faible dose.

Spécifications

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Marque | Medicina |
| Stérile | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Mécanisme de sécurité | Non |
| Méthode de stérilisation | Oxide d'éthylène |
| Type d'emballage | Boîte |