

## 1539450 - Texa® set à pansement 3 - petit blister - stérile - 1 x 100 pcs



### Déscription

Le set de pansements 3 petit blister est emballé individuellement stérils et contient:

- 1 x pince bleu 12,8 cm en polystyrène
- 5 x compresses de gaze 5 x 5 cm en 100% coton, 8-plies

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Contenu des sets stériles</b>	Compresses de gaze 5 x 5 cm: 5pcs, Pince: 1pc
<b>Normes</b>	ISO 13485: 2016
<b>Blister</b>	1 pièce
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte