

1010815 - Bas en jersey - bras - 5 cm x 25 m - 1 pc



Déscription

Bastos Viegas bas en jersey sans couture adapté au support des cuisses, des bras ou des jambes. Il protège principalement en traumatologie, dermatologie et orthopédie. Le bas est extensible en largeur, a un poids de 400g/m².

Spécifications

Marque	Bastos Viegas
Composition	100% coton
Stérile	Non
sku	1010815
Couleur	Blanc
Partie du corps	Bras
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	5 cm x 25 m
Taille	5 cm x 25 m
Type d'emballage	Pièce